

REACH CUSTOM ITC E ITE



- › Permite a los usuarios participar plenamente en conversaciones grupales con Multi-Voice Focus
- › Con Voice Stabilizer, el contraste en cada conversación se controla para facilitar la inteligibilidad del habla
- › Soluciones con pila (tamaño 312) para un día completo de uso:
 - › Custom ITC e ITE ofrecen hasta 135 h de autonomía, según la potencia del receptor y la configuración del micrófono
- › Resistente para afrontar los retos del día a día


Configuración de la placa frontal:

- › Placa N:
 - › Configuración de un micrófono disponible para ITC
- › Placa N4:
 - › Configuración de dos micrófonos disponible para ITC e ITE
- › Ambas placas frontales ofrecen de forma opcional:
 - › Telecoil
 - › Pulsador y/o rueda de control de volumen
 - › Opción sin conectividad inalámbrica

Colores



El rango de adaptación se basa en un acoplador de 2 ccm:



* Disponible para ITC

** Disponible tanto para ITC como para ITE

Características/Nivel de rendimiento	80	60	40	30	20
Canales/Controles/Programas	48/20/6	36/18/6	32/16/6	24/12/4	16/8/4
LED	-	-	-	-	-
T-coil	o	o	o	o	o
Bluetooth	-	-	-	-	-
Función de sonido para tinnitus	•	•	•	•	-
Función Notch para tinnitus	•	•	•	•	-
Sincronización inalámbrica	•	•	•	•	•
IP68	-	-	-	-	-
XPhone	•	•	•	•	•
Elementos tecnológicos					
Multi-Voice Focus	•	•	•	-	-
Fuentes de enfoque	4	2	1	1	1
Estabilizador de voz	•	•	•	•	•
Tecnología de Preservación del Habla	•	•	•	•	•
My Voice 2.0	-	-	-	-	-
Sensor de movimiento para análisis de entornos	-	-	-	-	-
Direccionalidad					
Adaptación automática	•	•	•	•	•
Localizador de sonido iOmni	-	-	-	-	-
Auto iFocus 360	•	-	-	-	-
iFocus 360	•	•	-	-	-
Auto Focus 360	-	•	-	-	-
iLock estéreo automático	•	•	•	-	-
Direccionalidad OneMic	-	-	-	-	-
Reducción de ruido					
Gestión del ruido	•	•	•	•	•
Sound Smoothing	•	•	•	•	•
Reducción del ruido de viento	•	•	•	•	•
Auto Echo Reducer	•	-	-	-	-
Reductor de reverberación	•	•	-	-	-
Control y calidad de sonido					
Extensión de ancho de banda	•	-	-	-	-
Compresión de ancho de banda	•	•	•	•	•
Sistema de prevención de retroalimentación	•	•	•	•	•
Mejorador de música (presets)	3	3	1	1	-
Aclimatación automática	•	•	•	•	•
Transmisión de audio					
Bluetooth Classic	-	-	-	-	-
LE Audio	-	-	-	-	-
MFi	-	-	-	-	-
ASHA	-	-	-	-	-
Modo auriculares					
Bluetooth Classic	-	-	-	-	-
LE Audio	-	-	-	-	-
MFi	-	-	-	-	-
TeleCare					
Ajuste remoto en vivo completo	-	-	-	-	-
Ajuste remoto básico mediante portal	•	•	•	•	•
Accesorios y App		CROS			
Smart Key	•	Reach CROS R-Li T BC	-		
TV Sound	-	Reach CROS R-Li	-		
Smart Transmitter 2,4	-	Reach CROS SR	-		
Smart Mic	-	Reach CROS iX-CIC Li	•		
Rexton App	•				
Programadores					
Noahlink Wireless	-				
ConnexxAir	•				
HI-PRO	•				

Las funciones se basan en una configuración de dos micrófonos con opción inalámbrica.

A) Fijo adaptable

• Disponible - No disponible u opcional

REACH CUSTOM IIC Y CIC

AUDÍFONOS PERSONALIZADOS CASI INVISIBLES



- › Con Voice Stabilizer, el contraste en cada conversación se controla para facilitar la inteligibilidad del habla
- › La Direccionalidad OneMic permite aprovechar las ventajas de un micrófono direccional
- › Nuestra solución personalizada más pequeña hasta ahora
- › Soluciones con batería con un 36% más de duración en comparación con su predecesor:
 - › Custom IIC y CIC (pila tamaño 10) ofrecen hasta 75h de autonomía
- › Resistente para afrontar los retos del día a día

Colores

Black



Brown




Mocha




El rango de adaptación se basa en un acoplador de 2 cm³:

Auriculares S*




- 50 dB / 113 dB SPL (Acoplador de 2 cm³)
- 60 dB / 124 dB SPL (Simulador de oído)

Auricular M**



- 55 dB / 118 dB SPL (Acoplador de 2 cm³)
- 65 dB / 127 dB SPL (Simulador de oído)

Auricular P**



- 60 dB / 124 dB SPL (Acoplador de 2 cm³)
- 70 dB / 133 dB SPL (Simulador de oído)

* Disponible para IIC y CIC

** Disponible para CIC

Características/Nivel de renmiento	80	60	40	30	20
Canales/Controles/Programas	48/20/6	36/18/6	32/16/6	24/12/4	16/8/4
LED	-	-	-	-	-
T-coil	-	-	-	-	-
Bluetooth	-	-	-	-	-
Función de sonido para tinnitus	•	•	•	•	-
Función Notch para tinnitus	•	•	•	•	-
Sincronización inalámbrica	•	•	•	•	•
IP68	-	-	-	-	-
XPhone	•	•	•	•	•
Elementos tecnológicos					
Multi-Voice Focus	-	-	-	-	-
Fuentes de enfoque	-	-	-	-	-
Estabilizador de voz	•	•	•	•	•
Tecnología de Preservación del Habla	-	-	-	-	-
My Voice 2.0	-	-	-	-	-
Sensor de movimiento para análisis de entornos	-	-	-	-	-
Direccionalidad					
Adaptación automática	•	•	•	-	-
Localizador de sonido iOmni	-	-	-	-	-
Auto iFocus 360	-	-	-	-	-
iFocus 360	-	-	-	-	-
Auto Focus 360	-	-	-	-	-
iLock estéreo automático	-	-	-	-	-
Direccionalidad OneMic	•	•	•	-	-
Reducción de ruido					
Gestión del ruido	•	•	•	•	•
Sound Smoothing	•	•	•	•	•
Reducción del ruido de viento	•	•	•	•	•
Auto Echo Reducer	•	-	-	-	-
Reductor de reverberación	•	•	-	-	-
Control y calidad de sonido					
Extensión de ancho de banda	•	-	-	-	-
Compresión de ancho de banda	•	•	•	•	•
Sistema de prevención de retroalimentación	•	•	•	•	•
Mejorador de música (presets)	3	3	1	1	-
Aclimatación automática	•	•	•	•	•
Transmisión de audio					
Bluetooth Classic	-	-	-	-	-
LE Audio	-	-	-	-	-
MFi	-	-	-	-	-
ASHA	-	-	-	-	-
Modo auriculares					
Bluetooth Classic	-	-	-	-	-
LE Audio	-	-	-	-	-
MFi	-	-	-	-	-
TeleCare					
Ajuste remoto en vivo completo	-	-	-	-	-
Ajuste remoto básico mediante portal	•	•	•	•	•
Accesorios y App		CROS			
Smart Key	•	Reach CROS R-Li T BC	-		
TV Sound	-	Reach CROS R-Li	-		
Smart Transmitter 2,4	-	Reach CROS SR	-		
Smart Mic	-	Reach CROS iX-CIC Li	•		
Rexton App	•				
Programadores					
Noahlink Wireless	-				
ConnexxAir	•				
HI-PRO	•				