

BIEN  
ENTENDRE  
NE DEVRAIT  
PAS ÊTRE  
ÉPROUVANT

COMPTEZ SUR REXTON  
POUR UNE EXPÉRIENCE  
D'ÉCOUTE FLUIDE ET FIABLE



BiCore R-Li    BiCore R-Li T    BiCore R 312    BiCore Custom Li    BiCore SR

À votre écoute  
depuis 1955

**REXTON**  
WWW.REXTON.COM/FR-FR



## REXTON BICORE - DES AIDES AUDITIVES SUR LESQUELLES VOUS POURREZ COMPTER TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

La plateforme Rexton BiCore est conçue pour rendre tous les sons de la vie audibles grâce à une mise en valeur constante de la parole par rapport au bruit de fond de l'environnement.

- Adaptation ultra rapide à des environnements changeants
- Technologie brevetée de préservation de la parole pour minimiser les bruits indésirables
- Un lien binaural ultra-rapide garantit la synchronisation des aides auditives gauche et droite de manière à ce qu'elles réagissent instantanément.

COMPTEZ SUR  
**LIFEPROOF**  
REXTON

Toutes les aides auditives BiCore sont Lifeproof™ avec une construction robuste et un design éprouvé.

Les aides auditives Rexton BiCore sont testées de manière approfondie pour s'assurer qu'elles peuvent résister à tout ce que la vie leur réserve. Elles sont suffisamment durables pour résister aux défis quotidiens et aux environnements difficiles.



**BICORE RIC** est disponible en  
Lithium-ion, Lithium-ion longue durée,  
Pile 312

**REXTON**

## FAITES CONFIANCE À REXTON

Le monde dans lequel nous vivons est parfois difficile, et il l'est encore plus quand l'ouïe commence à faire défaut. Chez **Rexton**, nous ne laisserons pas la perte auditive vous empêcher de vivre. Bien entendre est essentiel pour mener à bien tout ce que l'on a à faire, mais aussi pour rentrer chez soi en toute sécurité et être là pour les gens qui comptent pour vous, nous en connaissons les enjeux. C'est pourquoi nous nous efforçons à vous proposer une technologie auditive éprouvée, la plus fiable possible.

Nous savons l'importance de la fiabilité dans le quotidien, et nous concevons des produits pratiques et faciles à utiliser, des produits sur lesquels vous pouvez toujours compter.

Nos aides auditives font leurs preuves depuis 1955, alors, quels que soient vos défis quotidiens, vous pouvez faire confiance à Rexton.

Sivantos GmbH  
Henri-Dunant-Straße 100  
91058 Erlangen, Allemagne

[www.rexton.com](http://www.rexton.com)

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sivantos GmbH est soumise à une licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Apple et le logo Apple sont des marques commerciales de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service de Apple Inc. Google Play est une marque commerciale de Google Inc. « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter respectivement à un iPhone ou un iPad de manière spécifique, et qu'il a été certifié par le développeur comme répondant aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce dispositif ni de sa conformité aux normes en matière de sécurité et réglementaires. À noter: l'utilisation de cet accessoire avec un iPhone ou un iPad peut affecter les performances sans fil. iPad, iPhone sont des marques commerciales de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Réf. DÉPLIANT BICORE SR. 11.2022

# BICORE R-LI, BICORE R-LI T ET BICORE R 312

Notre meilleur Rexton RIC doté de la technologie BiCore offre la durabilité et une expérience d'écoute fluide. Les RIC BiCore sont disponibles dans tous les formats: rechargeables, avec bobine téléphonique ou à piles.

Couleurs disponibles



Argent Gris Rose Perle Granite Noir Marron Foncé Bronze Beige Champagne

## LES CHARGEURS LITHIUM-ION

Chaque modèle est doté d'une technologie avancée lithium-ion. Les nouveaux appareils BiCore RIC\* offrent jusqu'à 39 heures\*\* d'autonomie sur une seule charge. La fonction de charge rapide permet d'obtenir jusqu'à six heures d'autonomie en seulement 30 minutes.

Le chargeur Dry & UV-C en option possède une technologie de déshumidification active et de nettoyage par UV. Il permet à vos aides auditives de rester en bon état et d'être aussi fiables que possible, encore plus longtemps.

Le nouveau chargeur de voyage permet d'effectuer jusqu'à 3 charges en déplacement - sans avoir à se connecter à une prise de courant.



Chargeur de voyage R



Chargeur Dry & UV-C R



Chargeur R

\* BiCore R-Li T uniquement  
\*\* 39 heures sans streaming, 36 heures avec 5 heures de streaming.

## BICORE SR

L'alliance parfaite entre le confort et le style avec notre RIC le plus petit et le plus léger, désormais doté de la technologie BiCore.

Couleurs disponibles



Argent - Noir Blanc Rose doré - Blanc Bleu Cosmique - Rose doré Noir

## CHARGEUR BICORE SR



Le chargeur portable permet de faire des recharges en déplacement, jusqu'à 5 jours d'utilisation. Vous pouvez ainsi profiter d'un week-end détendu sans avoir besoin d'une prise de courant.

- Temps de chargement rapide en 30 minutes  
USB: 3 heures  
Recharge Wireless (Qi): 6 heures
- Arrêt automatique
- Insertion / retrait facile des aides auditives

## CHARGEUR DRY & UV-C SR



Avec sa fonction de séchage intégrée et sa lumière de nettoyage UV, le nouveau chargeur DRY & UV-C SR garantit le bon fonctionnement et la fiabilité de vos appareils auditifs.

- Robuste et résistant aux rayures
- Chargement rapide en 30 minutes
- Fonction de séchage intégrée
- Fonctionnalité de nettoyage par UV

## BICORE CUSTOM LI

Notre premier intra-auriculaire sur-mesure et rechargeable doté de la dernière technologie BiCore offrant une performance auditive optimale.

Vous pouvez compter sur notre tout premier modèle sur-mesure et rechargeable pour vous délivrer un son pur avec le streaming Bluetooth, il permet également la recharge sans contact, la compatibilité iOS et Android avec un design épuré.

Couleurs disponibles



## CHARGEUR CUSTOM LI

La charge sans contact est rendue possible grâce à la résonance magnétique. Le chargeur Custom Li offre des performances de charge optimales et une facilité d'utilisation grâce à ses fentes de positionnement intuitives.

- Placement facile dans le chargeur
- Câble USB-C et adaptateur secteur inclus
- Charge complète : 4 heures




## REXTON APP

Une application tout-en-un pour les porteurs d'aides auditives Rexton. Utilisez votre smartphone ou tablette comme télécommande pour contrôler vos aides auditives. Laissez votre audioprothésiste faire des réglages plus complexes à distance.



## REXTON ASSIST

Accessible via l'application Rexton, Rexton Assist permet aux porteurs d'effectuer des réglages spécifiques en situation. Il pourra améliorer les performances de vos aides auditives en fonction de vos besoins, à tout moment et en tout lieu.



## STREAMING

- Compatibilité iOS et Android (via le protocole ASHA)
- Diffusion Audio directe depuis votre téléviseur et d'autres appareils audio à l'aide du Smart Transmitter 2. 4 ou du Smart Mic.



Smart Transmitter 2.4



Smart Mic

