



Emerald S 30 E1



E1



IDENTIFICATION

• Consommation	1.1 mA
• Niveaux de sortie max.	130 dB SPL*
• Gain max.	75 dB*
• Nombre de micros	2

• Pertes	Légères à sévères
• Classe	1
• LPPR > 20 ans	D: 7343690 / G: 7343677
• LPPR < ou = 20 ans	D: 7343683 / G: 7343660

* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

EQUIPEMENT TECHNIQUE

	30
Canaux de traitement / Gain	16/8
Programmes auditifs	4
Wireless ^{1.}	Premium
Couplage du volume et des contrôles ^{1.}	Premium

TRAITEMENT DE LA PAROLE

Bande passante HD	–
iFocus 360 ^{1.}	–
Focus 360	–
HD Directionnalité	–
Directional iLock ^{1.}	–
Voice Ranger	Premium
XPhone ^{1.}	–
Micro directionnel adaptatif multicanaux	Premium
Micro directionnel automatique	Premium
Micro directionnel fixe	Premium
Compression sélective en fréquence	Premium
Anti larsen intelligent	Premium

QUALITÉ ET CONFORT DU SON

Volume automatique ^{2.}	–
Ajustement de la directivité microphonique ^{1.}	–
Réduction de la réverbération	–
Sound Radiance ^{2.}	–
Amélioration de la musique	–
Anti bruit impulsif	–
Annulation du vent binaurale	Standart
Réduction intelligente du bruit de vent	Haute
Générateur de bruit	Standart
Gestion du bruit	Haute

OPTIMISATION AUTOMATIQUE

Equaliseur automatique intelligent	–
Acclimatation automatique intelligente	Haute
Classification automatique	Premium
Data logging	Premium

FONCTIONS SPÉCIALES

	30
Protection SecureTec	IP67
Bobine d'induction	•
Autophone	•
Socle de charge	•
Taille des piles	312
Compartiment à pile marche/arrêt	•
Nano-révetement	•
Streaming audio avec Smart Connect	•

FONCTIONS DISPONIBLES

Rocker switch / Flat cover	• / ○
Bouton poussoir	○
Compartiment à pile avec telecoil intégré	–
Compartiment à pile avec sécurité enfant	–
Petit coude	–

PROGRAMMATION

ConnexxAir, ConnexxLink	•
Adaptateur de programmation / Cable	312

ACCESSOIRES (OPTIONS)

Smart Connect		○
CROS RIC wireless		○
Smart Power		–
Smart Remote		○
Connexx Smart Key		○
Smart Transmitter		○
Transmitter		○
Speech Connect		○

APPLICATIONS

Application Smart Connect		○
Application Smart Remote		○

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

1. Programmation bilatérale obligatoire
2. Streaming uniquement, Smart Connect nécessaire