

Reach R-Li

Parce que toutes les voix comptent...

Fiche Technique Caractéristiques & Accessoires



Reach R-Li

Reach	R-Li	80
Reach	R-Li	60
Reach	R-Li	40



Reach R-Li T

Reach	R-Li	T	80
Reach	R-Li	T	60
Reach	R-Li	T	40



Reach R-Li Reach R-Li T

Caractéristiques

Vue d'ensemble

Canaux d'analyses / Canaux réglages / Programmes
Bobine T ¹⁾
Bluetooth®
Fonction anti-acouphènes Sound Therapy Notch Therapy
Synchronisation Wireless
IP68
ATEX
Embouts

	80	60	40
Canaux d'analyses / Canaux réglages / Programmes	48 / 20 / 6	36 / 18 / 6	32 / 16 / 6
Bobine T ¹⁾	●	●	●
Bluetooth®	●	●	●
Fonction anti-acouphènes Sound Therapy Notch Therapy	●	●	●
Synchronisation Wireless	●	●	●
IP68	●	●	●
ATEX	●	●	●
Embouts	3.0	3.0	3.0

Points forts

Soundpro 3.0
Focalisation Multi-Voix
Nombre de faisceaux ciblés
Stabilisateur de voix
Technologie de préservation de la parôle
My Voice 2.0
Capteur de mouvement audiolgique

	80	60	40
Soundpro 3.0	Haute Res	Haute Res	Haute Res
Focalisation Multi-Voix	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■	■
Nombre de faisceaux ciblés	4	3	1
Stabilisateur de voix	●	●	●
Technologie de préservation de la parôle	●	●	●
My Voice 2.0	●	●	●
Capteur de mouvement audiolgique	●	●	●

Directionnalité

Adaptation automatique	
iOmni	
iFocus 360	Avant/Arriere
	Gauche/Droitet
Auto Stereo iLock	Etroite

	80	60	40
Adaptation automatique	●	●	●
iOmni	●	●	●
iFocus 360	automatique & manuelle	automatique & manuelle	—
	automatique & manuelle	manuelle	—
Auto Stereo iLock	■ ■ ■	■ ■	■

Réducteur de bruit

Gestion du bruit
Bruit impulsionnel
Directionnel
Réduction du bruit de vent
Réducteur de réverbération automatique
Réducteur de réverbération

	80	60	40
Gestion du bruit	●	●	●
Bruit impulsionnel	●	●	●
Directionnel	●	●	—
Réduction du bruit de vent	●	●	●
Réducteur de réverbération automatique	●	—	—
Réducteur de réverbération	manuelle	manuelle	—

Qualité du son et controles

Extension de la bande passante
Compression de la bande passante
Anti-Larsen
Amélioration de la musique (préréglés)
Smart Automatique Equalizer
Smart Automatique Acclimatization
Classificateur automatique
Data Logging

	80	60	40
Extension de la bande passante	●	—	—
Compression de la bande passante	●	●	●
Anti-Larsen	●	●	●
Amélioration de la musique (préréglés)	3	3	1
Smart Automatique Equalizer	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
Smart Automatique Acclimatization	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
Classificateur automatique	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■
Data Logging	●	●	●

¹⁾ Reach R-Li T seulement

● disponible ■ ■ ■ ■ ■ Plus au niveau de performance
— non disponible

Reach R-Li Reach R-Li T

| Caractéristiques

Audio Streaming

BT LE Audio ready
Made for iPhone
Android 10 ou plus récent (ASHA)

80	60	40	
●	●	●	
●	●	●	
●	●	●	

Mode Casque

iOS
Android

80	60	40	
●	●	●	
●	●	●	

Applications

Rexton App
Configurateur spatial
Rexton Assist

80	60	40	
●	●	●	
●	●	—	
●	●	●	

TeleCare

Réglage à distance en direct
Réglage a distance standard

80	60	40	
●	●	●	
●	●	●	

1) Reach R-Li T seulement

● disponible
— non disponible

■ ■ ■ ■ ■ Plus haut niveau de performance

Configuration et Accessoires

Niveau de performance 80 - 60 - 40

	Reach R-Li	Reach R-Li T	
Instrument and components			
Indice de protection	IP68	IP68	
Type de Batterie/Taille	Lithium-ion	Lithium-ion	
Programmation sans fil			
Noahlink Wireless	▲	▲	
ConnexxAir	—	—	
Accessoires			
Smart Key	○	○	
Smart Transmitter 2,4	○	○	
Smart Mic	○	○	
Rexton App (iOS, Android)	●	●	
Chargeur	▲	▲	
Cable Charger Universel	●	●	
Chargeur de voyage R	●	●	
Station de charge R	●	●	
Chargeur Dry & UV-C R	●	●	
Reach CROS R-Li	○	○	

● Disponible
▲ obligatoire

○ Optionnel
— non disponible

Order No. 05672-99T01-7600
www.wsaud.com
© 12.2023, WSAUD A/S
Tout droit réservé

Sous réserve de
modifications
sans préavis

Les informations contenues dans ce document contiennent des descriptions générales des options techniques disponibles, qui ne doivent pas nécessairement **être** présentes dans chaque cas et qui peuvent être modifiées sans préavis. Les caractéristiques requises doivent donc être spécifiques dans chaque cas au moment de la conclusion du contrat.