

REACH B-Li HP

FICHE TECHNIQUE

POUR LES PERTES AUDITIVES



L'AIDE AUDITIVE FIABLE & SURPUISSANTE

COMPTÉZ SUR
LIFEPROOF
REXTON



Jusqu'à 73h d'autonomie*



Led d'indication

Double bouton
poussoir

10 COLORIS



Perle



Granite



Gris



Champagne



Bronze



Noir



Argent



Beige



Rose
Doré



Marron
Profond

Le Reach B-Li HP, est une aide auditive sur-puissante, capable de délivrer une correction importante à votre audition !

*sans streaming.



Aide Auditive de Classe II Droite
(âge < ou = 20 ans)



Aide Auditive de Classe II Gauche
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe II Droite
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe II Gauche
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)

REXTON

REACH B-Li HP

FONCTIONS ET ACCESSOIRES



FONCTIONS DE L'AIDE AUDITIVE

Canaux de traitement / Gain
Batterie
Programmes auditifs
Sound Pro 3.0 - Compréhension des voix / Environnements
My Voice 2.0 - Gestion de la résonance de la voix du porteur
Bluetooth (MFI & LE Audio)
Multi-Voice Focus - Captations des interlocuteurs
Certification de l'appareil
Directivité microphonique
Réduction du bruit - Débruiteurs
Réduction du bruit de vent
Réduction de la réverbération
Bande passante HD
Amélioration de la musique
Tinnitus - Gestions des acouphènes
Bobine T
Anti Larsen

GAMME 80 GAMME 60 GAMME 40

36 / 18	36 / 18	32 / 16
Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
6	6	6
●	●	●
●	●	●
●	●	●
●●●●●	●●●	●
Bruit stationnaire Bruit impulsif	Bruit stationnaire Bruit impulsif	Bruit stationnaire Bruit impulsif
Standard Binaurale	Standard Binaurale	Standard Binaurale
Automatique	Manuel	-
8 kHz	8 kHz	8 kHz
Musique enregistrée Concert Musicien	Musique enregistrée Concert Musicien	Musique enregistrée
Générateur de bruit Fonction Notch	Générateur de bruit Fonction Notch	Générateur de bruit Fonction Notch
●	●	●
●	●	●

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible



Téléchargez votre application smartphone Rexton App



Vérifiez la compatibilité de votre téléphone

ACCESSOIRES COMPATIBLES



TV SOUND

pour entendre votre télévision **directement dans vos aides auditives**, sans priver vos proches du son.



CHARGEUR DRY & UV-C



CHARGEUR STANDARD



SMART KEY



SMART MIC



La marque et les logo Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous permission / licence par WSAUD. Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. iPhone est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays. Visuels non contractuels. Les aides auditives, leur chargeur et Rexton App sont destinés aux personnes souffrant de troubles de l'audition. Avant toute utilisation, consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel de santé et lire attentivement les notices d'utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Caractéristiques techniques disponibles sur le site internet du fabricant. WS Audiology A/S Nymoellevvej 6 3450 Lyngø Denmark. © WSAUD A/S 2026.