



M-CORE iX-CIC 40

FICHE TECHNIQUE



IDENTIFICATION

Consommation	1,2 mA	Pertes	Légères à moyennes
Niveaux de sortie max.	114 dB SPL*	Classe	1
Gain max.	50 dB*	LPPR > 20 ans	D: 7343690 / G: 7343677
Nombre de micros	2	LPPR < ou = 20 ans	D: 7343683/ G: 7343660

* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009



7 3 4 3 6 8 3
Aide Auditive de Classe I Droite
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



7 3 4 3 6 6 0
Aide Auditive de Classe I Gauche
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



7 3 4 3 6 9 0
Aide Auditive de Classe I Droite
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)



7 3 4 3 6 7 7
Aide Auditive de Classe I Gauche
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)

REXTON

M-CORE iX-CIC 40

FONCTIONS ET ACCESSOIRES



- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

REXTON

FONCTIONS

40

Canaux de traitement / Gain	24 / 12
Programmes auditifs	6
SoundPro Haute Résolution	•
My Voice	-
Direct audio streaming / Made for iPhone	-
Synchronisation sans fil	•
Directivité	Automatique Adaptative iOmni
Réduction du bruit	Gestion du bruit Anti bruit impulsif
Réduction du bruit du vent	Standard
Réduction de la réverbération	-
Bande passante HD / Compression fréquentielle	- / •
Programmes musique	-
Tinnitus	Générateur de bruit Fonction Notch
XPhone	•
Acclimatation automatique	•
Data Logging	•

ACCESSOIRES

40

Smart Mic	-
Smart Transmitter 2,4	-
Smart Key	◦
M-Core CROS iX	◦
Rexton App.	◦

Accessoire



Fabriquant Légal
Sivantos GmbH
 Henri-Dunant-Strasse 100, 91058
 Erlangen, Allemagne

Sujet à changement sans préavis
 FT M-CORE iX-CIC 40 09/2020
 © 03.2018, Sivantos GmbH · I K
 Tous droits réservés

ATTENTION: Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression. Rexton est une marque du Groupe Sivantos GmbH.