



# M-CORE R312 40

## FICHE TECHNIQUE



Made for  
iPhone | iPad | iPod



### IDENTIFICATION

Consommation	1.8 mA	Pertes	Légères à sévères
Niveaux de sortie max.	130 dB SPL*	Classe	1
Gain max.	75 dB*	LPPR > 20 ans	D: 7343690 / G: 7343677
Nombre de micros	2	LPPR < ou = 20 ans	D: 7343683 / G: 7343660

\* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009



7 3 4 3 6 8 3  
Aide Auditive de Classe I Droite  
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



7 3 4 3 6 6 0  
Aide Auditive de Classe I Gauche  
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



7 3 4 3 6 9 0  
Aide Auditive de Classe I Droite  
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)



7 3 4 3 6 7 7  
Aide Auditive de Classe I Gauche  
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)

# REXTON

# M-CORE R312 40

## FONCTIONS ET ACCESSOIRES

### FONCTIONS

40

Canaux de traitement / Gain	24 / 12
Programmes auditifs	6
SoundPro Haute Résolution	•
My Voice	•
Direct audio streaming / Made for iPhone	• / •
Synchronisation sans fil	•
Directivité	Automatique Adaptative iOmni
Réduction du bruit	Gestion du bruit Anti bruit impulsif
Réduction du bruit du vent	Standard
Réduction de la réverbération	-
Bande passante HD / Compression fréquentielle	- / •
Programmes musique	•
Tinnitus	Générateur de bruit Fonction Notch
XPhone	•
Acclimatation automatique	•
Data Logging	•

### ACCESSOIRES

40

Smart Mic	○
Smart Transmitter 2,4	○
Smart Key	○
M-Core CROS R	○
Rexton App.	○



Made for  
iPhone | iPad | iPod

«Made for iPhone» signifie qu'un accessoire électronique a été conçu pour être connecté spécifiquement à l'iPhone et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec l'iPhone peut affecter les performances sans fil.

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

# REXTON

## Accessoires



SMART  
KEY



SMART  
MIC



SMART  
TRANSMITTER 2.4

Fabriquant Légal  
**Sivantos GmbH**  
Henri-Dunant-Strasse 100, 91058  
Erlangen, Allemagne

Sujet à changement sans préavis  
FT M-CORE R40 06/2020  
© 03.2018, Sivantos GmbH · I K  
Tous droits réservés

**ATTENTION:** Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression. Rexton est une marque du Groupe Sivantos GmbH.