



## Mosaic HP 40 6C



7 3 4 3 6 8 3  
Aide Auditive de Classe I Droite  
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)

7 3 4 3 6 6 0  
Aide Auditive de Classe I Gauche  
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)

7 3 4 3 6 9 0  
Aide Auditive de Classe I Droite  
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)

7 3 4 3 6 7 7  
Aide Auditive de Classe I Gauche  
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)

### IDENTIFICATION

• Consommation	2.1 mA
• Niveaux de sortie max.	140 dB SPL*
• Gain max.	82 dB*
• Nombre de micros	2

• Pertes	Légères à moyennes
• Classe	1
• LPPR > 20 ans	D: 7343690 / G: 7343677
• LPPR < ou = 20 ans	D: 7343683 / G: 7343660

\* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 601 18-7:2005 et ANSI S3.22-2009

# MOSAIC HP 40 6C

## Fonctions et accessoires



### EQUIPEMENT TECHNIQUE

	40
Canaux de traitement / Gain	24/12
Programmes auditifs	6
Wireless <sup>2</sup>	●
Couplage du volume et des contrôles	●

### TRAITEMENT DE LA PAROLE

Bande passante HD	–
iFocus 360 <sup>2</sup>	–
Focus 360	–
HD Directionnalité	–
Directionnel iLock <sup>2</sup>	Standart
Voice Ranger	●
XPhone <sup>2</sup>	●
Micro directionnel adaptatif multicanaux	●
Micro directionnel automatique	●
Micro directionnel fixe	●
Compression sélective en fréquence	●
Anti larsen intelligent	●

### QUALITÉ ET CONFORT DU SON

Volume automatique <sup>3</sup>	–
Ajustement de la directivité microphonique <sup>2,4</sup>	–
Réduction de la réverbération	–
Sound Radiance	–
Amélioration de la musique	Haute
Omni SL	●
Sound Smoothing	●
Annulation du bruit de vent	●
Fonction Tinnitus	●
Gestion du bruit	●

### OPTIMISATION AUTOMATIQUE

Equaliseur automatique intelligent	Haute
Acclimatation automatique intelligente	Haute
Classification automatique	●
Data logging	●

### FONCTIONS SPÉCIALES

	40
Protection SecureTec	IP67
Bobine d'induction	●
Autophone	●
Socle de charge	–
Taille de piles	675
Compartiment à piles marche/arrêt	●
Nano-révétement	●
Streaming audio avec Smart Connect	●






### FONCTIONS DISPONIBLES

Flat cover	○
Rocker switch	●
Bouton poussoir	●
Compartiment à pile avec entrée audio	○
Compartiment à pile avec sécurité enfant	○
Petit coude	–


### PROGRAMMATION

ConnexxAir, ConnexxLink	●
Noahlink Wireless	–
Adaptateur de programmation / Cable	675

### ACCESSOIRES (OPTIONS)

Smart Connect		○
Wireless CROS RIC		○
Smart Li-ion Power		–
Smart Power		–
Smart Remote		○
Smart Key		○
Smart Transmitter		○
Transmitter		○
Speech Connect		○

### APPLICATIONS

Connexx Smart Connect App.		○
Connexx Smart Remote App.		○

Fabriquant Légal  
Sivantos GmbH  
Henri-Dunant-Strasse 100, 91058  
Erlangen, Allemagne

Sujet à changement sans préavis  
Ordre No. 03470-99T2-7600  
© 03.2018, Sivantos GmbH • IK  
Tous droits réservés

05.2018 · Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et d'écarts de couleurs liés aux techniques d'impression.



Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible

1. A partir de l'iPhone 5
2. Programmation bilatérale obligatoire
3. Streaming uniquement
4. Réquiert l'application Smart Direct