



Mosaic M NR 40 6C



Aide Auditive de Classe I Droite
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe I Gauche
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe I Droite
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe I Gauche
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)

Fiche Technique

www.rexton.com

REXTON

Mosaic M NR 40 6C

Features and Accessories

Plateforme TruCore

- Synchronisation sans fil (P)
- Couplage de volume et de contrôle (P)
- 24 canaux de traitement du signal
- 12 canaux de réglages
- 6 programmes d'audition

Hardware

- Jusqu'à 60 dB de gain
- Pile 13
- Entrée audio directe (DAI) via le couvercle de la batterie interchangeable
- Interrupteur à bascule
- Bobine téléphonique
- Autophone
- Protection SecureTec (IP67)

TruCore Speech

- Verrouillage directionnel (S)
- Voice Ranger (P)
- XPhone (P)
- Microphone directionnel adaptatif multicanal (P)
- Microphone directionnel automatique (P)
- Compression de la bande passante (P)
- Préventeur de larsen (P)

Qualité son et Confort

- Amélioration de la musique (H)
- Localisateur de son (P)
- Lissage du son (H)
- Suppression du bruit du vent (S)
- Fonction acouphènes (H)
- Gestion du bruit (P)

Optimisation Automatique

- Égaliseur automatique intelligent (H)
- Acclimatation automatique intelligente (H)
- Classificateur automatique (P)
- Enregistrement des données (P)

Accessoires

- Smart Remote™ (P)
- Smart Connect™ (pour la connexion Bluetooth avec les téléphones cellulaires et le streaming audio stéréo) (P) téléphones portables et le streaming audio stéréo) (P)
- App Smart Connect (nécessite Smart Connect) (P)
- Smart Remote App (offre les principales fonctionnalités de la fonctionnalités de la télécommande Smart Remote avec une simple application) (P)
- Transmetteur (nécessite Smart Connect) (P) Speech Connect (nécessite Smart Connect) (P)
- CROS RIC sans fil (P)
- Programmation filaire avec adaptateur de programmation 13
- Programmation sans fil avec ConnexxLink™

Niveaux de performance: P = Premium H = Haut S = Standard