



## Mosaic 40 P 6C



Aide Auditive de Classe I Droite  
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe I Gauche  
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe I Droite  
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe I Gauche  
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)

Fiche Technique

[www.rexton.com](http://www.rexton.com)

**REXTON** 

# Mosaic 40 P 6C | Caractéristiques et accessoires

40 6C

Plateforme TruCORE	
Canaux d'analyses / Canaux de réglages)	24 /12
Progammes	6
Synchronisation sans fil	P
Volume et couplage de contrôle <sup>1)</sup>	P
TruCore Speech	
Bande passante HD	–
iFocus 360 <sup>1)</sup>	–
Focus 360	–
HD Directionality	–
Directional iLock <sup>1)</sup>	S
Voice Ranger	P
XPhone <sup>1)</sup>	P
Microphone directionnel adaptatif multicanal	P
Microphone directionnel automatique	P
Microphone directionnel fixe	P
Compression de la bande passante	P
Anti-Larsen	P
Qualité sonore TruCore et confort	
Auto Volume <sup>2)</sup>	–
Microphone - Réglage de l'intensité du son <sup>1)</sup>	–
Réducteur de réverbération	–
Sound Radiance <sup>2)</sup>	–
Music Enhancer	H
Sound Locator	P
Sound Smoothing	H
Annulation du bruit de vent	S
Fonction anti-acouphènes <sup>3)</sup>	H
Gestion du bruit	P
TruCore Automatic Optimization	
Égaliseur automatique intelligent	H
Acclimatation automatique intelligente	H
Classificateur automatique	P
Data Logging	P

- 1) montage bilatéral nécessaire
- 2) Uniquement en mode streaming, Smart Connect requis
- 3) En fonction du pays

Performance levels: P= Premium H=Haut S=Standard B=Basic