

REACH CIC-Li

FICHE TECHNIQUE

POUR LES PERTES AUDITIVES




L'AIDE AUDITIVE SUR-MESURE & RECHARGEABLE

COMPTEZ SUR
LIFEPROOF
REXTON



Jusqu'à 35h d'autonomie



3 COLORIS



Mocha



Noir



Marron
Profond

Le Reach CIC-Li procure confort d'écoute et confort dans l'oreille grâce à son adaptation sur-mesure. Cette aide auditive rechargeable propose jusqu'à 35 heures d'autonomie en une seule charge, et dispose de charges supplémentaires.



Aide Auditive de Classe II Droite
(Age < ou = 20 ans)



Aide Auditive de Classe II Gauche
(Age < ou = 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe II Droite
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)



Aide Auditive de Classe II Gauche
(Age > 20 ans, BIOTONE TECH)

REXTON

REACH CIC-Li

FONCTIONS ET ACCESSOIRES



FONCTIONS DE L'AIDE AUDITIVE

Canaux de traitement / Gain
Batterie
Programmes auditifs
Sound Pro 3.0 - Compréhension des voix / Environnements
My Voice 2.0 - Gestion de la résonance de la voix du porteur
Bluetooth
Multi-Voice Focus - Captations des interlocuteurs
Certification de l'appareil
Directivité microphonique
Réduction du bruit - Débruiteurs
Réduction du bruit de vent
Réduction de la réverbération
Bande passante HD
Amélioration de la musique
Tinnitus - Gestions des acouphènes
Bobine T
Anti Larsen

GAMME 80	GAMME 60	GAMME 40
48 / 20	36 / 18	32 / 16
Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
6	6	6
●	●	●
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Bruit stationnaire Bruit impulsionnel	Bruit stationnaire Bruit impulsionnel	Bruit stationnaire Bruit impulsionnel
Standard Binaurale	Standard Binaurale	Standard Binaurale
Automatique	Manuel	-
8 kHz	8 kHz	8 kHz
Musique enregistrée Concert Musicien	Musique enregistrée Concert Musicien	Musique enregistrée Concert Musicien
Générateur de bruit Fonction Notch	Générateur de bruit Fonction Notch	Générateur de bruit Fonction Notch
-	-	-
●	●	●

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible



Téléchargez
votre application
smartphone
Rexton App



Vérifiez
la compatibilité
de votre téléphone

ACCESSOIRES COMPATIBLES



**CHARGEUR
DE VOYAGE**
avec batterie amovible



**SMART
KEY**



La marque et les logo Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous permission / licence par WSAUD. Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. iPhone est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays. Visuels non contractuels. Les aides auditives, leur chargeur et Rexton App sont destinés aux personnes souffrant de troubles de l'audition. Avant toute utilisation, consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel de santé et lire attentivement les notices d'utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Caractéristiques techniques disponibles sur le site internet du fabricant. WS Audiology A/S Nymoellevæg 6 3450 Lynge Denmark. © WSAUD A/S 2026.