

REXTON APP

Une application tout-en-un pour les porteurs d'aides auditives Rexton. Utilisez votre smartphone ou tablette comme télécommande pour contrôler vos aides auditives. Laissez votre audioprothésiste faire des réglages plus complexes à distance.



STREAMING

- Compatibilité iOS et Android (via le protocole ASHA)
- Diffusion Audio directe depuis votre téléviseur et d'autres appareils audio à l'aide du Smart Transmitter 2.4 ou du Smart Mic.



Smart Transmitter 2.4



Smart Mic



BLUETOOTH LE AUDIO

• Les aides auditives Reach se connectent de manière fluide aux iPhones et aux smartphones Android pour des appels et des diffusions multimédia sans effort.

• Le nouveau protocole Bluetooth® LowEnergy Audio minimise l'énergie utilisée lors de la connexion avec les smartphones et améliore la qualité de la connexion.

FAITES CONFIANCE À REXTON

Le monde dans lequel nous vivons est parfois difficile, et il l'est encore plus quand l'ouïe commence à faire défaut. Chez **Rexton**, nous ne laisserons pas la perte auditive vous empêcher de vivre. Bien entendre est essentiel pour mener à bien tout ce que l'on a à faire, mais aussi pour rentrer chez soi en toute sécurité et être là pour les gens qui comptent pour vous, nous en connaissons les enjeux. C'est pourquoi nous nous efforçons à vous proposer une technologie auditive éprouvée, la plus fiable possible.

Nous savons l'importance de la fiabilité dans le quotidien, et nous concevons des produits pratiques et faciles à utiliser, des produits sur lesquels vous pouvez toujours compter.

Nos aides auditives font leurs preuves depuis 1955, alors, quels que soient vos défis quotidiens, vous pouvez faire confiance à Rexton.

WS Audiology A/S
Nymoellevj 6
3450 Lynge
Denmark

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sivantos GmbH est soumise à une licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Apple et le logo Apple sont des marques commerciales de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service de Apple Inc. Google Play est une marque commerciale de Google Inc. « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter respectivement à un iPhone ou un iPad de manière spécifique, et qu'il a été certifié par le développeur comme répondant aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce dispositif ni de sa conformité aux normes en matière de sécurité et réglementaires. À noter: l'utilisation de cet accessoire avec un iPhone ou un iPad peut affecter les performances sans fil. iPad, iPhone sont des marques commerciales de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Réf. DÉPLIANT REACH SR. 09.2024



POUR DES CONVERSATIONS PLUS REACH

UNE GAMME COMPLÈTE POUR TOUS



Reach R-LI Reach R-LI T Reach INOX CIC-LI Reach INTRA Reach S.R

REXTON REACH PARCE QUE TOUTES LES VOIX COMPTENT

Lorsque plusieurs personnes sont engagées dans une conversation, les voix se succèdent et se déplacent. Jusqu'à présent, les utilisateurs d'aides auditives avaient du mal à saisir chaque mot. REXTON REACH, avec le Multi-Voice focus, s'assurera que chaque voix est entendue. Le Multi-Voice focus balaye l'environnement 1000 fois par seconde à l'aide de 4 faisceaux de focalisation et s'adapte automatiquement aux changements de position et nuances des interlocuteurs.

Reach dispose d'une connectivité au smartphone accrue qui permet à tout le monde de rester connecté. Grâce au protocole Bluetooth LE AUDIO, les aides auditives Rexton REACH se connectent aux iPhones et aux smartphones Android pour des appels et un streaming sans effort, en mains libres.

La gamme REACH propose des aides auditives pour tous, adaptées aux besoins de chacun.

PARCE QUE TOUTES LES VOIX COMPTENT

REXTON
WWW.REXTON.COM/FR-FR

REACH R-LI, REACH R-LI T

Un appareil Ric de petite taille doté de la dernière technologie audio et d'une excellente connectivité grâce au nouveau protocole Bluetooth LE AUDIO. Les RIC REACH sont rechargeables et disponibles dans de nombreux coloris.

Couleurs disponibles



LES CHARGEURS LITHIUM-ION

Chaque modèle est doté d'une technologie avancée lithium-ion. Les nouveaux appareils Reach RIC* offrent jusqu'à 39 heures** d'autonomie en une seule charge. La fonction de charge rapide permet d'obtenir jusqu'à six heures d'autonomie en seulement 30 minutes.

Le chargeur Dry & UV-C en option possède une technologie de déshumidification active et de nettoyage par UV. Il permet à vos aides auditives de rester en bon état et d'être aussi fiables que possible, encore plus longtemps.

Le nouveau chargeur de voyage permet d'effectuer jusqu'à 3 charges en déplacement - sans avoir à le brancher à une prise de courant.



Chargeur de voyage R

Chargeur Dry & UV-C R

Chargeur R

* Reach R-Li T uniquement
** 39 heures sans streaming, 36 heures avec 5 heures de streaming.

REACH INOX-CIC LI

Remarquablement compact et doté d'un embout souple ou sur mesure, Reach inoX-CIC Li s'insère confortablement et de manière invisible dans votre conduit auditif. Rechargez-les en restant en déplacement grâce à son étui de recharge.

Couleurs disponibles



Noir

Mocha

CHARGEUR REACH INOX



Le chargeur portable permet de faire des recharges en déplacement, jusqu'à 5 jours d'utilisation. Vous pouvez ainsi profiter d'un week-end détendu sans avoir besoin d'une prise de courant.

- Temps de chargement rapide en 30 minutes
USB: 3 heures
Recharge Wireless (Qi): 6 heures
- Arrêt automatique
- Insertion / retrait facile des aides auditives

REACH INTRA IIC-CIC

Notre plus petit intra-auriculaire (situé complètement dans le canal auditif) pour du sur mesure incroyablement discret. Doté de la technologie REACH, vous restez au cœur de chaque conversation. Son autonomie de 75 heures vous permettent de rester en constant mouvement. Muni d'une haute connectivité, il est compatible avec l'application Rexton App.

Couleurs disponibles



Noir


Marron foncé

Mocha

REACH SR

Optez pour le design et la finesse du SR, un RIC plus fin et plus léger pour plus de confort et de style. Sa puce REACH vous permet de conserver sans effort, avec plusieurs interlocuteurs simultanément dans des environnements bruyants.

Couleurs disponibles



Argent - Noir

Blanc

Rose doré - Blanc

Bleu Cosmique - Rose doré

Noir

CHARGEUR REACH SR



Ce chargeur portable permet d'effectuer jusqu'à 3 charges en déplacement, sans avoir à se connecter à une prise de courant.

- Charge en 4 heures / Charge rapide en 30 minutes
- Insertion / Retrait facile des aides auditives
- Marche / arrêt automatique
- USB-C, Adaptateur secteur

CHARGEUR DRY & UV-C SR



Avec sa fonction de séchage intégrée et sa lumière de nettoyage UV, le nouveau chargeur DRY & UV-C SR garantit le bon fonctionnement et la fiabilité de vos appareils auditifs.

- Robuste et résistant aux rayures
- Chargement rapide en 30 minutes
- Fonction de séchage intégrée
- Fonctionnalité de nettoyage par UV

