

RECHARGEABLE, POUR PLUS DE FACILITÉ

Choisissez le chargeur Rexton qui répond à vos besoins et rechargez vos aides auditives à la maison ou en déplacement. Vous bénéficiez de 24H d'autonomie et jusqu'à 34H pour le Ric-Li T avec 5H de streaming. Recharge complète en 4H, fonction charge rapide en 30 minutes.

3 TYPES DE CHARGEUR AU CHOIX :

- **Chargeur de voyage Rexton** : fournit jusqu'à 3 charges supplémentaires en déplacement, sans se connecter à une prise de courant
- **Chargeur standard Rexton** : unité sur secteur stable et facile à utiliser
- **Chargeur Dry & UV-C** : séchant & désinfectant grâce à ses lumières UV-C



DISPONIBLE EN 10 COLORIS



Perte Gris Argent Champagne Granite



Noir Beige Bronze Marron Foncé Rose Gold

Disponible aussi avec Bobine T



La certification ATEX atteste que Reach R-Li et R-Li T sont testés et approuvés pour être utilisés sans risque dans des environnements à atmosphère explosive.

Nous pensons que tout ce qui concerne l'audition ne doit jamais être laissé au hasard, tant pour les personnes malentendantes que pour celles qui en dépendent. Nous comprenons leurs défis et nous les relevons avec une technologie auditive éprouvée qui est conçue pour fonctionner de manière fiable, même dans les environnements les plus difficiles. Au travail, à la maison, pendant vos loisirs, pendant vos exercices et par tous les temps.

À VOTRE ÉCOUTE
DEPUIS 1955



PARCE QUE TOUTES LES VOIX COMPTENT

REXTON REACH

REXTON

RELY ON
LIFEPROOF
REXTON



Rexton Reach
RIC Li


DISCUTER AVEC PLUSIEURS INTERLOCUTEURS EN SIMULTANÉ N'EST PLUS UN DÉFI

Lorsque plusieurs personnes participent à une conversation, les voix se chevauchent, se déplacent, entrent et sortent. Les utilisateurs d'aides auditives ont toujours eu du mal à suivre tout ce qui se disait, surtout lorsqu'il y a un bruit de fond. Désormais, grâce à la puce Rexton Reach, vos aides auditives rechargeables vous permettront de suivre plusieurs voix simultanément.



RESTER À L'ÉCOUTE DE CHAQUE INTERLOCUTEUR

4 faisceaux de focalisation scannent l'environnement autour de vous, **1000 fois par seconde**. Les faisceaux enregistrent les changements de position des interlocuteurs et les différents volumes de la voix. Vous pouvez entendre chaque participant de la conversation en simultané, même lorsqu'il y a un bruit de fond.



LA MULTI-VOICE FOCUS S'ASSURE QUE CHAQUE VOIX EST ENTENDUE AU SEIN DE VOS CONVERSATIONS

Multi-Voice Focus s'adapte constamment à la dynamique de la conversation, pour donner la priorité aux membres du groupe qui parlent, tout en gardant dans les champs d'action ceux qui se taisent et qui peuvent intervenir à tout moment. Tout se passe automatiquement et sans aucun délai, sans que cela ne requiert une action spécifique de votre part.



RESTEZ CONNECTÉS AVEC VOS PROCHES, MÊME S'ILS SONT LOIN

Vos aides auditives Reach se connectent parfaitement aux smartphones et appareils, pour des appels ou du streaming sans effort. N'attendez plus, connectez-vous !



Compatibilité évolutive avec Bluetooth® LE Audio/Auracast




Conçu pour iPhone et Android

Scannez ce QR Code et vérifiez la compatibilité de votre téléphone portable



UNE RAISON SUPPLÉMENTAIRE DE FAIRE CONFIANCE À REXTON



CONTRÔLEZ VOS AIDES AUDITIVES FACILEMENT GRÂCE À VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE

Téléchargez l'application pour aides auditives Rexton pour votre iPhone ou Android. Depuis l'application, vous pouvez tout régler, du volume au choix des différents paramètres auditifs que votre audioprothésiste a créés pour vous.