

REXTON APP

Une application tout-en-un pour les porteurs d'aides auditives Rexton. Utilisez votre smartphone ou tablette comme télécommande pour contrôler vos aides auditives. Laissez votre audioprothésiste faire des réglages plus complexes à distance.



STREAMING

- Compatibilité iOS et Android
- Diffusion Audio directe depuis votre téléviseur et d'autres appareils audio à l'aide du TV Sound ou du Smart Mic.



TV Sound



Smart Mic



BLUETOOTH® LE AUDIO

• Les aides auditives Reach se connectent de manière fluide aux iPhones et aux smartphones Android pour des appels et des diffusions multimédia sans effort.

• Le nouveau protocole Bluetooth® LowEnergy Audio minimise l'énergie utilisée lors de la connexion avec les smartphones et améliore la qualité de la connexion.

FAITES CONFIANCE À REXTON

Le monde dans lequel nous vivons est parfois difficile, et il l'est encore plus quand l'ouïe commence à faire défaut. Chez **Rexton**, nous ne laisserons pas la perte auditive vous empêcher de vivre. Bien entendre est essentiel pour mener à bien tout ce que l'on a à faire, mais aussi pour rentrer chez soi en toute sécurité et être là pour les gens qui comptent pour vous, nous en connaissons les enjeux. C'est pourquoi nous nous efforçons à vous proposer une technologie auditive éprouvée, la plus fiable possible.

Nous savons l'importance de la fiabilité dans le quotidien, et nous concevons des produits pratiques et faciles à utiliser, des produits sur lesquels vous pouvez toujours compter.

Nos aides auditives font leurs preuves depuis 1955, alors, quels que soient vos défis quotidiens, vous pouvez faire confiance à Rexton.

WS Audiology A/S
Nymoellevej 6
3450 Lynge
Denmark

La marque et les logos Bluetooth® sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sivantos GmbH est soumise à une licence. Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Apple et le logo Apple sont des marques commerciales de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service de Apple Inc. Google Play est une marque commerciale de Google Inc. « Made for iPhone » et « Made for iPad » signifient qu'un accessoire électronique a été conçu pour se connecter respectivement à un iPhone ou un iPad de manière spécifique, et qu'il a été certifié par le développeur comme répondant aux normes de performance d'Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce dispositif ni de sa conformité aux normes en matière de sécurité et réglementaires. À noter: l'utilisation de cet accessoire avec un iPhone ou un iPad peut affecter les performances sans fil. iPad, iPhone sont des marques commerciales de Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Rexton, une marque du groupe WSA. © WSAUD A/S. Avril 2026.



COMPTEZ SUR
LIFEPROOF
REXTON

POUR DES CONVERSATIONS PLUS REACH

UNE GAMME COMPLÈTE POUR TOUS

À VOTRE ÉCOUTE
DEPUIS 1955

REXTON
WWW.REXTON.COM/FR-FR



Reach R+ Reach CIC-Li Reach B-Li P Reach B-Li HP Reach Rugged Reach INOX CIC-Li Reach IIC CIC Reach S.R

REXTON REACH, PARCE QUE TOUTES LES VOIX COMPTENT

Lorsque plusieurs personnes sont engagées dans une conversation, les voix se succèdent et se déplacent. Jusqu'à présent, les utilisateurs d'aides auditives avaient du mal à saisir chaque mot. **REXTON REACH, avec le Multi-Voice focus, s'assurera que chaque voix est entendue.** Le Multi-Voice focus balaye l'environnement 1000 fois par seconde à l'aide de **4 faisceaux de focalisation** et s'adapte automatiquement aux changements de position et nuances des interlocuteurs.

Reach dispose d'une **connectivité au smartphone accrue qui permet à tout le monde de rester connecté.** Grâce au protocole Bluetooth LE AUDIO, les aides auditives Rexton REACH se connectent aux iPhones et aux smartphones Android pour des appels et un streaming sans effort, en mains libres.

La gamme REACH propose des aides auditives pour tous, adaptées aux besoins de chacun.

REACH R+



Cette aide auditive, en plus d'être équipée de la technologie Reach, se connecte en bluetooth à 99% des smartphones existants, vous permettant d'effectuer vos appels directement depuis votre aide auditive.


Couleurs disponibles



REACH SR

Optez pour le design et la finesse du SR, un RIC plus fin et plus léger pour plus de confort et de style. Sa puce REACH vous permet de conserver sans effort, avec plusieurs interlocuteurs simultanément dans des environnements bruyants.

Couleurs disponibles



REACH B-LI P & HP



Le **Reach B-Li P**, est une aide auditive puissante, facile à prendre en main et extrêmement fiable.

Le **Reach B-Li HP**, est une aide auditive sur-puissante capable de couvrir tous les types de pertes auditives.

Couleurs disponibles



REACH RUGGED



L'aide auditive à la fiabilité éprouvée : 2x moins de panne que la moyenne des BTE rechargeables* classiques. Résistant aux chocs, à l'eau et la poussière, il vous accompagne toute la journée pour relever tous vos défis.

Couleurs disponibles



REACH INTRA IIC-CIC



Notre plus petit intra-auriculaire (situé complètement dans le canal auditif) pour du sur mesure incroyablement discret. Doté de la technologie REACH, vous restez au cœur de chaque conversation. Son autonomie de 75 heures vous permettent de rester en constant mouvement. Muni d'une haute connectivité, il est compatible avec l'application Rexton App.

Couleurs disponibles



REACH INOX-CIC LI

Remarquablement compact et doté d'un embout souple ou sur mesure, Reach inoX-CIC Li s'insère confortablement et de manière invisible dans votre conduit auditif. Rechargez-les en restant en déplacement grâce à son étui de recharge.


Couleurs disponibles



REACH CIC-LI

Le Reach CIC-Li procure confort d'écoute et confort dans l'oreille grâce à son adaptation sur-mesure. Cette aide auditive rechargeable propose jusqu'à 35 heures d'autonomie en une seule charge, et dispose de 3 charges supplémentaires.

Couleurs disponibles



LES CHARGEURS LITHIUM-ION


Chaque modèle est doté d'une technologie avancée lithium-ion, atteignant jusqu'à 73 heures d'autonomie. La fonction de charge rapide permet d'obtenir jusqu'à six heures d'autonomie en seulement 30 minutes.

Le chargeur Dry & UV-C en option possède une technologie de déshumidification active et de nettoyage par UV. Il permet à vos aides auditives de rester en bon état et d'être aussi fiables que possible, encore plus longtemps.

Le chargeur de voyage et le chargeur Reach Inox permet d'effectuer jusqu'à 3 charges en déplacement - sans avoir à le brancher à une prise de courant.



Chargeur de voyage



Chargeur



Chargeur Dry & UV-C R



Chargeur Reach Inox

