

REACH R +

FICHE TECHNIQUE

POUR LES PERTES AUDITIVES



L'AIDE AUDITIVE QUI VOUS RECONNECTE AU MONDE



Jusqu'à 54h d'autonomie
(sans streaming)

Jusqu'à 36h
(avec 5h de streaming)



COLORIS



Le Reach R+ est un appareil à écouteur déporté adaptable pour les pertes auditives légères à sévères. Il dispose du Bluetooth® permettant de vous connecter à différents appareils Bluetooth® compatibles téléphones/tablettes etc...



REXTON

REACH R +

FONCTIONS ET ACCESSOIRES



Fabriquant Légal
WSAUD A/S
Nymøllevej 6
3540 Lyngby, Denmark

FONCTIONS DE L'AIDE AUDITIVE

Canaux de traitement / Gain

Batterie

Programmes auditifs

Sound Pro 3.0 - Compréhension des voix / Environnements

My Voice 2.0 - Gestion de la résonance de la voix du porteur

Bluetooth universel

Multi-Voice Focus - Captations des interlocuteurs

Certification de l'appareil

Directivité microphonique

Réduction du bruit - Débruiteurs

Réduction du bruit de vent

Réduction de la réverbération

Bande passante HD

Amélioration de la musique

Tinnitus - Gestions des acouphènes

Bobine T

Anti Larsen

GAMME 80

48 / 20

Lithium-ion

6

●

●

●

● ● ● ●



Bruit stationnaire
Bruit impulsionnel

Standard Binaurale

Automatique

10 kHz

Musique enregistré
Concert
Musicien

Générateur de bruit
Fonction Notch

●

●

GAMME 60

36 / 18

Lithium-ion

6

●

●

●

● ● ●



Bruit stationnaire
Bruit impulsionnel

Standard Binaurale

Manuel

-

Musique enregistré
Concert
Musicien

Générateur de bruit
Fonction Notch

●

●

GAMME 40

32 / 16

Lithium-ion

6

●

●

●

●



Bruit stationnaire
Bruit impulsionnel

Standard Binaurale

-

-

Musique enregistré
Concert
Musicien

Générateur de bruit
Fonction Notch

●

●

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible



Téléchargez
votre application
smartphone
Rexton App



Vérifiez
la compatibilité
de votre téléphone

ACCESSOIRES COMPATIBLES



**TV
SOUND**

pour entendre votre télévision **directement**
dans vos aides auditives, sans priver vos
proches du son.



**CHARGEUR
DE VOYAGE**



**CHARGEUR
STANDARD**



**SMART
KEY**



**CHARGEUR
DRY & UV-C**

La marque et les logo Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous permission / licence par WSAUD. Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc. iPhone est une marque déposée de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans les autres pays. Visuels non contractuels. Les aides auditives, leur chargeur et Rexton App sont destinés aux personnes souffrant de troubles de l'audition. Avant toute utilisation, consulter un audioprothésiste ou tout autre professionnel de santé et lire attentivement les notices d'utilisation. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Caractéristiques techniques disponibles sur le site internet du fabricant. © WSAUD A/S 2025.