


REACH B-LI P Y B-LI HP

- › Permite a los usuarios participar plenamente en conversaciones grupales con Multi-Voice Focus.
- › Con My Voice 2.0, el sonido de la propia voz del usuario se mantiene cómodo gracias a un procesamiento dedicado separado de los sonidos del habla objetivo.
- › Ventana práctica en la carcasa para visualizar el número de serie.
- › Llamadas telefónicas manos libres mediante el modo de auriculares con control de llamadas cuando se conecta mediante MFi o LE Audio.
- › Rocker switch a prueba de manipulaciones y codo para la oreja.
- › Lifeproof para soportar los desafíos cotidianos
- › Certificación ATEX *
- › La IA del Asistente Rexton le ayuda a personalizar sus audífonos sin complicaciones.



REACH B-LI P


- › Solución recargable para un uso durante todo el día:
- › La batería B-Li P ofrece una autonomía de hasta 30 horas (incluidas 5 horas de reproducción en streaming) o hasta 35 horas (sin reproducción en streaming).



- Codo**
- 77 dB / 135 dB SPL (acoplador 2 cc)
 - 82 dB / 139 dB SPL (simulador de oído)

REACH B-LI HP

- › Solución recargable para un uso durante todo el día:
- › La batería B-Li HP ofrece una autonomía de hasta 65 horas (incluidas 5 horas de reproducción en streaming) o hasta 73 horas (sin reproducción en streaming).



- Codo**
- 82 dB / 140 dB SPL (acoplador 2 cc)
 - 85 dB / 143 dB SPL (simulador de oído)

* El certificado ATEX se prevé que esté disponible dentro de los seis meses posteriores a su lanzamiento.

Características/ Niveles de desempeño	80	60	40		
Canales/Controles/Programas	48/20/6 ¹⁾	36/18/6	32/16/6		
LED	•	•	•		
Bobina telefónica	•	•	•		
Bluetooth	•	•	•		
Función de Sonido de Tinnitus	•	•	•		
Función Notch de Tinnitus ²⁾	•	•	•		
Sincronización inalámbrica	•	•	•		
IP68	•	•	•		
XPhone	•	•	•		
Destacados de tecnología					
Multi-Voice Focus	•	•	•		
Focus Beams	4	2	1		
Voice Stabilizer	•	•	•		
Tecnología de Preservación del Habla	•	•	•		
My Voice 2.0	•	•	•		
Sensor de movimiento para análisis de escena	•	•	•		
Direccionalidad					
Direccional automática	•	•	•		
Direccional adaptativa	•	•	•		
iOmni Sound Locator	•	•	•		
Auto iFocus 360	•	-	-		
iFocus 360	•	•	•		
Auto Focus 360	-	•	-		
Auto Stereo iLock	•	•	•		
Direccionalidad OneMic	-	-	-		
Reducción de ruido					
Control de ruido	•	•	•		
Sound Smoothing	•	•	•		
Reducción de Ruido de Viento	•	•	•		
Reductor Auto Echo	•	-	-		
Reductor de reverberación	•	•	-		
Control y calidad sonora					
Extensión de ancho de banda ²⁾	•	-	-		
Compresión de ancho de banda	•	•	•		
Feedback Preventer	•	•	•		
Potenciador de música (preajustes)	3	3	1		
Aclimatización automática	•	•	•		
Transmisión de audio					
Bluetooth Classic	-	-	-		
LE Audio	•	•	•		
MFi	•	•	•		
ASHA	•	•	•		
Modo auricular					
Bluetooth Classic	-	-	-		
LE Audio	•	•	•		
MFi	•	•	•		
TeleCare					
Ajuste fino remoto en vivo	•	•	•		
Ajuste remoto básico del portal	•	•	•		
Accesorios y Aplicaciones		Cargadores		CROS	
Smart Key	•	Estación de carga	•	Reach CROS R-Li T BC	-
TV Sound	•	Cargador de viaje	-	Reach CROS R-Li	•
Smart Transmitter 2,4	•	Estación de carga+	•	Reach CROS SR	-
Smart Mic	•	Cargador de viaje IF CIC	-	Reach CROS iX-CIC Li	-
Rexton App	•	Cargador de viaje Custom CIC	-		
		Cargador de Cable Universal	•		
Programación					
Noahlink Wireless	•				
ConnexAir	-				
HI-PRO	-				

1) 34/16/6 para B-Li HP
2) No disponible para B-Li HP